

开学有新礼

Like It, Order It, Love It!

开学大促, 低至冰点!

新学期, 开学礼, 经典畅销的产品, 惊爆冰点的价格, 提升您的实验装备!

2017年9月1日-9月30日活动期间以惊爆冰点价即可购买 Eppendorf 以下经典产品。

货号	产品描述	惊爆冰点价(元)
3122000019	8 道移液器 0.5-10 μ L	4800
3122000027	12 道移液器 0.5-10 μ L	5000
3122000035	8 道移液器 10-100 μ L	4800
3122000043	12 道移液器 10-100 μ L	5000
3122000051	8 道移液器 30-300 μ L	4800
3122000060	12 道移液器 30-300 μ L	5000
4982000314	M4 手动分液器, 包含分液管盒, 分液管混合装	2400
5418000092	5418 高速离心机, 含 FA-45-18-11, 18 x 1.5/2.0 mL 气密性转子	12800
5424000096	5424 高速离心机, 按键式, 含 FA-45-24-11, 24 x 1.5/2.0 mL 气密性转子	15800

扫描右方二维码
获取更多开学季促销信息





Research plus 8/12 道可调量程移液器

Research plus 移液器除安全性和经久耐用外，其设计符合人体工程学设计，显著降低手部和肩部用力。继承经典气体活塞式移液操作，确保移液结果高精度。



Multipette M4 手动连续分液器

通过外置活塞原理实现精准移液，无需空气柱，保证移液准确度不受液体密度、粘度或挥发性的影响。仅需一次吸液，就可完成最高 100 次分液操作。创新计步器设计，即使受干扰也不会弄错加液步骤。



5418 小型台式高速离心机

5418 离心机体积小，节省空间。最大相对离心力为 $16,873 \times g$ ，专为 1.5/2.0 mL 离心管和 Microtainer[®] 管而设计，实现少量至中等通量样品离心，适用于标准分子生物学实验室和临床应用。



5424 小型台式高速离心机

5424 离心机是小型台式高速离心机的新标准。其最大相对离心力可达 $20,238 \times g$ ，标配 24 x 1.5/2.0 mL 高速气密性铝制转子，适配离心管和 PCR 单管 / 排管，满足日常分子生物学应用需求。

www.eppendorf.cn

Eppendorf China Limited 艾本德中国有限公司
上海浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 17 楼

上海：021-3856 0500 北京：010-8836 0998 广州：020-8375 4160
服务热线：400 885 6070 电子邮件：marketinfo@eppendorf.cn

Copyright © 2017 by Eppendorf China.



关注 Eppendorf 官方微信
获取最实用的实验室操作指南